

FAQ Kit SARS-CoV-2

1. Handhabung bei Gebrauch

1.1 Ansteckungsgefahr

Kann ich mich während der Analyse der Abwasserprobe mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizieren?

Es gibt keine Beweise dafür, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 über Abwasser möglich ist. Obwohl das Virus im Abwasser nachgewiesen werden kann, gibt es keine Hinweise darauf, dass es auf diesem Weg zu Infektionen kommt ([WHO](#)).

2. Handhabung nach Gebrauch

2.1 Entsorgung

Wie ist das Kit SARS-CoV-2 zu entsorgen?

Alle Bestandteile können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dementsprechend ist auch keine Autoklavierung notwendig.

2.2 Einweg- oder Mehrwegteile

Sind die Materialien, wie Detektionsmodule, wiederverwendbar?

Alle Bestandteile des Kits sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Endress+Hauser setzt sich jedoch aktiv für den Umweltschutz ein und arbeitet kontinuierlich daran, nachhaltige Lösungen zu fördern.