

# FAQ Kit Spoilage Bacteria Screen

## 1. Handhabung nach Gebrauch

### 1.1 Entsorgung

#### Wie ist das Kit Spoilage Bacteria Screen zu entsorgen?

Alle Bestandteile können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dementsprechend ist auch keine Autoklavierung notwendig.

### 1.2 Einweg- oder Mehrwegteile

#### Sind die Materialien, wie Detektionsmodule, wiederverwendbar?

Alle Bestandteile des Kits sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Endress+Hauser setzt sich jedoch aktiv für den Umweltschutz ein und arbeitet kontinuierlich daran, nachhaltige Lösungen zu fördern.

### 1.3 Kreuzkontamination

#### Besteht Anlass zur Sorge bezüglich einer möglichen Kreuzkontamination?

Da die Proben in einem geschlossenen System analysiert werden, gibt es dazu keinen Anlass.

## 2. Produktdetails

### 2.1 Unterschied zu dem Kit Spoilage Bacteria Ident

#### Wie unterscheidet sich das Kit von dem Kit Spoilage Bacteria Ident?

Die Kits Spoilage Bacteria Ident identifizieren spezifische bierverderbende Bakterien und Resistenzgene, während das Kit Spoilage Bacteria Screen wichtige bierverderbende Bakteriengruppen und Resistenzgene detektiert.

## 2.2 Freigegebene Probearten

Welche Arten zu Proben kann ich mit dem Kit Spoilage Bacteria Screen testen?

Klasse	Probentyp	Erklärung
<b>Abstrichproben</b> 	Abstrichprobe von Oberflächen	<b>Freigegeben</b>
<b>Flüssige Proben</b> 	<b>Wasserproben:</b> Trinkwasser, Prozesswasser, karbonisiertes Wasser, stilles Wasser	<b>Freigegeben</b> Karbonisiertes Wasser ist nur in der Verbindung mit dem TCT-Workflow freigegeben. Bei direkter Testung besteht das Risiko von falschen Ergebnissen und Fehlfunktion im Device BAB00.
	<b>Bierproben:</b> Zwischenproben, gefiltertes Bier, ungefiltertes Bier, alkoholfreies Bier	<b>Freigegeben</b>
	<b>Bierproben:</b> Dunkle Biere, Radler	<b>Freigegeben</b> Für die Nutzung ist ein Zusatzmodul notwendig. Dieses kann als Ergänzung zum Kit unter Angabe der Ref.-Nr. B-2023 kostenfrei bei <a href="mailto:orders.ehbs@endress.com">orders.ehbs@endress.com</a> angefordert werden.
	Nach Anreicherung	<b>Freigegeben</b>
<b>Kolonien</b> 	Kolonie gepickt	<b>Freigegeben</b>